

KIEPE SANITIZER BOX**Model: 16002****Sterilizační box pro kadeřnické nástroje****ZÁKLADNÍ PARAMETRY:****Kapacita baterie:** 2600 mAh**Nabíjení:** USB (DC 5 V / 1 A)**Doba nabíjení:** 4 hodiny**Doba provozu:** 7 hodin**Příkon:** 5 W**BALENÍ OBSAHUJE:**

Sanitizační box pro kadeřnické nástroje, nabíjecí kabel

SPECIFIKACE UV LED**Model:** 3535 UVC LED**Vlnová délka:** 270-280 nm**Světelný tok:** 3-5 lm**SPECIFIKACE PLAZMA GENERÁTORU****Vstupní napětí:** DC 3-5 V**Výstupní napětí:** ±1 kV až ±4,5 kV**Výstupní proud:** max. 30 mA**Spotřeba energie:** max. 1 W**ZPŮSOB POUŽITÍ**

Pro otevření boxu **vyklopte pojistku na přední straně označenou nápisem „PRESS“** a poté zvedněte víko. Vložte předměty určené k dezinfekci a víko **pevně zavřete**.

Po zavření víka zazní **krátké pípnutí** a na LED displeji se rozsvítí **modré světlo s časem 05** – automaticky se spustí **sanitace na 5 minut**. Odpočet času probíhá na displeji.

Box je možné zapnout také pomocí **prostředního tlačítka ON/OFF**. Pokud chcete sanitaci předčasně ukončit, stiskněte stejné tlačítko znovu.

Výchozí režim je **rychlá sanitace – 5 minut**. Pro prodloužení doby stiskněte **tlačítko „HODINY“** na levé straně:

- **1× stisk:** sanitace 10 minut
- **2× stisk:** sanitace 15 minut
- **3× stisk:** návrat zpět na 5 minut

Po skončení nastavené doby se box **automaticky vypne**.

Při **větším znečištění nástrojů** doporučujeme aktivovat **plazmovou ionizaci**. Slouží k tomu **pravé tlačítko „ION“** – jeho aktivace se zobrazí na displeji formou nápisu **ION**.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **UVC LED světlo** je škodlivé pro kůži a oči. Nikdy nepoužívejte zařízení s otevřeným víkem!
- **Nepřetěžujte mikropsínač**, může dojít k poškození nebo riziku úrazu.
- Sterilizace **nezajišťuje úplnou likvidaci mikroorganismů**, pouze jejich redukci na bezpečnou úroveň.

KONTROLKY A OVLÁDÁNÍ


- **UV**: modré světlo signalizuje aktivní UV funkci
- **ION**: bílé světlo signalizuje aktivní plazmu
- **Nabíjení**: bílá kontrolka bliká během nabíjení, svítí trvale při plném nabití
- **Stav baterie**: červené blikání signalizuje úroveň pod 15 %

Tlačítka: **Power** – zapnutí/vypnutí, **Plasma** – aktivace plazmy (společně s UV), **Time** – volba doby sterilizace



Kapacita boxu

Sterilizační box nabízí dostatek prostoru pro běžné profesionální nástroje – pojme **1 holicí strojek, 1 stříhací strojek, 1 zastříhovač vousů, 2 nůžky, 2 hřebeny a 8 nástavců**.



Záruka

Na přístroj je poskytována **záruka 24 měsíců** od data zakoupení. Záruka se vztahuje na **defekty způsobené vadným materiálem nebo výrobou**. Nevztahuje se však na škody vzniklé **nevhodným použitím přístroje** ani na **otupení stříhacích nožů způsobené běžným provozem**. Při **prodeji obchodnímu subjektu** (právnícká nebo fyzická osoba podnikající) je záruka poskytována na **12 měsíců** ode dne zakoupení.

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit:

potvrzení o nákupu,

řádně vyplněný záruční list s razítkem prodávajícího a datem prodeje.

DATUM NÁKUPU:	TYP VÝROBKU:	RAZÍTKO A PODPIS PRODÁVJÍCÍHO

ZÁZNAM O OPRAVĚ:	
------------------	--